


oto-fresh čistiace tablety

Návod na použitie



Čistiace tablety čistia ušné koncovky pre zaručenie optimálneho fungovania závesných (BTE) načúvacích prístrojov. Vysoko účinné zloženie bez námahy odstraňuje všetky zvyšky ušného mazu bez toho, aby poškodzovalo materiál koncovky. Kombinácia aktívneho kyslíka a čistiacich látok zaisťuje spoľahlivú čistotu.

Použitie

- 1 |** Naplňte nádobku do 3/4 vlažnou vodou a pridajte čistiacu tabletu. Oddelte ušnú koncovku od načúvacieho prístroja a vložte ju do nádoby. Načúvací prístroj nikdy nevkladajte do tekutiny!
- 2 |** Nechajte ušnú tvarovku ponorenú v tekutine pôsobiť 30 minút.
- 3 |** Potom ušnú koncovku vyberte a opláchnite pod tečúcou vodou. Koncovku osušte a silno prefúknite otvory alebo hadičku pomocou VZDUCHOVÉHO BALÓNKA. V otvoroch nesmie zostať žiadna tekutina.

oto-fresh čistiace tablety


Návod na použitie



Čistiace tablety čistia ušné koncovky pre zaručenie optimálneho fungovania závesných (BTE) načúvacích prístrojov. Vysoko účinné zloženie bez námahy odstraňuje všetky zvyšky ušného mazu bez toho, aby poškodzovalo materiál koncovky. Kombinácia aktívneho kyslíka a čistiacich látok zaisťuje spoľahlivú čistotu.

Použitie

- 1 |** Naplňte nádobku do 3/4 vlažnou vodou a pridajte čistiacu tabletu. Oddelte ušnú koncovku od načúvacieho prístroja a vložte ju do nádoby. Načúvací prístroj nikdy nevkladajte do tekutiny!
- 2 |** Nechajte ušnú tvarovku ponorenú v tekutine pôsobiť 30 minút.
- 3 |** Potom ušnú koncovku vyberte a opláchnite pod tečúcou vodou. Koncovku osušte a silno prefúknite otvory alebo hadičku pomocou VZDUCHOVÉHO BALÓNKA. V otvoroch nesmie zostať žiadna tekutina.



UPOZORNENIE!


Škodlivé po požití. Spôsobuje vážne podráždenie kože a poškodenie očí. Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a okamžite volajte lekára!

FRES4 CC-34 | 0119-0

MG Développement
ZA aéroport de montpellier
34470 Pérols - FRANCE



UPOZORNENIE!

Škodlivé po požití. Spôsobuje vážne podráždenie kože a poškodenie očí. Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a okamžite volajte lekára!

FRES4 CC-34 | 0119-0

MG Développement
ZA aéroport de montpellier
34470 Pérols - FRANCE

